

FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



Regia und Dali mit vielen neuen Stärken

09. September 2019 // **Messen & Veranstaltungen**

Menschen stellen an Produkte immer höhere Anforderungen. In der modernen Zeit sollen alle Dinge individuell, flexibel und wandelbar sein – und zugleich gut aussehen. Burmeier erfüllt mit dem neuen Pflegebett Regia diese Wünsche. Sein innovatives Easy-Switch-System setzt höchste Maßstäbe in der Pflege zuhause und ermöglicht dem Fachhandel ein attraktives Angebot für Privatkunden. Zu entdecken ist das neue Modell auf der Messe REHACARE in Düsseldorf vom 18. bis 21. September.

Regia und Dali mit vielen neuen Stärken

Burmeier stellt auf der REHACARE innovative Pflegebetten vor

Menschen stellen an Produkte immer höhere Anforderungen. In der modernen Zeit sollen alle Dinge individuell, flexibel und wandelbar sein – und zugleich gut aussehen. Burmeier erfüllt mit dem neuen Pflegebett Regia diese Wünsche. Sein innovatives Easy-Switch-System setzt höchste Maßstäbe in der Pflege zuhause und ermöglicht dem Fachhandel ein attraktives Angebot für Privatkunden. Zu entdecken ist das neue Modell auf der Messe REHACARE in Düsseldorf vom 18. bis 21. September.

Mit dem Easy-Switch-System lassen sich Kopf- und Fußteile, geteilte Seitensicherungen und Seitenblenden jederzeit werkzeuglos abnehmen oder wieder anbringen. Dazu dienen patentierte Verschlüsse, die sich leicht bedienen lassen und zugleich sehr sicher sind. Für die Mitarbeiter des Fachhandels vereinfacht sich der Aufbau des Bettes dadurch erheblich. Für die Nutzer eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Wird die Seitensicherung je nach Tagesform nicht benötigt, lässt sie sich einfach entfernen. Stehen eine Haarwäsche oder Fußpflege im Bett an, nimmt der Pflegenden das Kopf- oder Fußteil ab und erhält ungehinderten Zugang zum Bewohner.



Das neue Regia mit Easy-Switch-System bietet mehr Flexibilität, Komfort und Design.

Elegantes Design durch festgepolsterte Elemente

Mit dem Regia bietet Burmeier festgepolsterte Häupter und Seitenblenden an. Elegante Stoffe oder hochwertige Kunstleder verwandeln das Bett auf Wunsch in ein Designerstück. Das Regia wird so zu einem Bett, das in jeder Lebensphase attraktiv ist und sich mit den Bedürfnissen seiner Nutzer weiterentwickelt.


Natürlich gibt es auf dem Burmeier-Stand noch mehr zu entdecken. Mit unserer neuen Dali-Bettenserie öffnen wir die Tür zur digitalen Pflege von morgen. Vor allem der kabellose Handschalter bringt allen Beteiligten entscheidende Vorteile. Reparaturen durch unsachgemäße Behandlung des Kabels entfallen, sodass der Fachhandel Zeit, Ressourcen und Kosten spart. Gleichzeitig gewinnen Bewohner und Pflegendes viel mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Niemand käme auf die Idee, seine Fernbedienung für den Fernseher oder die Stereo-Anlage mit einem Kabel anzuschließen – nun zieht kabelloser Komfort auch in der der Pflege ein.

Komfort und schnelle Information durch Apps

Wer ein Smartphone nutzt, möchte auch unsere kostenlosen Apps bald nicht mehr missen. Mit der Dali-Lock-App lassen sich die Verstellfunktionen des Bettes leicht und schnell verwalten. Die Burmeier-App stellt Händlern und Kunden einen praktischen Bettenfinder sowie bequemen Zugang zu unseren Produktvideos und unserem Kundenmagazin FORUM zur Verfügung.

Ein besonders positives Feedback erhalten die Kollegen bei Burmeier zum neuen Easy-Click-System für die Seitensicherungen der Dali-Betten. Mit seiner Hilfe lassen sich die Holme werkzeuglos an vormontierte Halterungen anklicken. Das ist eine große Entlastung beim Auf- und Abbau der Betten. Techniker loben, dass sie vor allem in engen Räumen mit dem Easy-Click-System sehr viel leichter und schneller arbeiten können.

Das maschinenwaschbare Modell Dali wash spart Zeit und Ressourcen bei der Aufbereitung und überzeugt mit einer optimalen Hygiene. Auf der REHACARE zeigt Burmeier die vielen Vorteile der maschinellen Aufbereitung gemeinsam mit unserem Partner RehaWash Systems.



Das maschinenwaschbare Dali wash steht für eine optimale Hygiene. Auf der REHACARE zeigen wir es in einer Waschanlage unseres Kooperationspartners RehaWash Systems.

Eine weitere interessante Neuigkeit für Kunden und Händler: Burmeier arbeitet in Kürze mit dem Pflegeportal 1ACare zusammen (www.1acare.de). Dieses Portal bietet allen Beteiligten große Vorteile. Teilnehmende Fachhändler können ihre Kunden hier online über Produkte informieren, ohne selbst eine Internetseite zu pflegen. Kunden auf der Suche nach Pflegebetten oder Nachttischen finden die besten Angebote in ihrer Nähe.

Angenommen, ein Angehöriger sucht für seine pflegebedürftige Mutter ein Pflegebett – egal ob mit oder ohne Rezept. Er gibt bei 1ACare „Bett“, „Dali“ oder „Regia“ sowie seine Postleitzahl ein und erhält alle passenden Angebote von teilnehmenden Händlern in seiner Nähe mit vielen Bildern und Informationen. Der Kunde kann sich das Bett nun entweder vor Ort ansehen – oder er bestellt es direkt im Internet und bekommt es zeitnah geliefert. Händler, die Interesse an einer Teilnahme bei 1ACare haben, erhalten durch eine Zusammenarbeit mit Burmeier besonders attraktive Konditionen. Bitte sprechen Sie uns auf das Thema an, wir beraten Sie gern.

Eine Reise zur Messe nach Düsseldorf lohnt sich also auf jeden Fall. Unser Team erwartet alle Besucher in Halle 5 am Stand J24 und freut sich auf gute Gespräche.