

FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



Venta - die neue Wohnlichkeit

05. Juli 2015 // **Produkte & Service**

Das neue Pflegebett Venta bringt eine individuelle Wohnlichkeit in die Pflegezimmer. Dazu vereint es eine Fülle technischer Innovationen mit einem eleganten Design-Element: den Softcovern.

Entdecken Sie unsere neuen Softcover

Das neue Pflegebett Venta bringt eine individuelle Wohnlichkeit in die Pflegezimmer. Dazu vereint es eine Fülle technischer Innovationen mit einem eleganten Design-Element: den Softcovern.

Softcover sind textile Hüllen, die sich leicht über das Kopf- und Fußteil des Bettes ziehen lassen. Dabei stehen ein Kissen- und ein Kederdesign in vielen verschiedenen Mustern und Farben zur Auswahl. Die Softcover machen es möglich, das Bett an den persönlichen Geschmack des Bewohners und an jeden Einrichtungsstil anzupassen. Mit ihrer Hilfe können die Pflegekräfte auch ganze Wohnbereiche effektiv farblich voneinander absetzen. Um das komplette Bett individuell zu gestalten, stehen zusätzlich passend gepolsterte Seitenblenden und Kojenbretter zur Verfügung. Der Stoff sieht nicht nur gut aus, er fühlt sich auch angenehm an und hilft dabei, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

Möglich wird die Anbringung der Softcover durch eine neu entwickelte, platzsparende Seitensicherung. Sie lässt sich mit minimalem Aufwand seitlich in Richtung Fußende absenken und verschwindet dabei fast komplett im Bettrahmen. Dort bildet sie eine ergonomisch vorteilhafte Sitzfläche für den Ein- und Ausstieg.

Das Verfahren des Bettes leicht gemacht

Die Modellvariante „movo“ besticht durch eine besonders gute Verfahrbarkeit. Mit ihren großen Doppelaufrollen lässt sie sich ins Esszimmer oder auf die Terrasse schieben und ermöglicht vor allem bettlägerigen Menschen die Teilnahme am Alltagsgeschehen. Alle Venta-Betten lassen sich mit einem sehr großen Höhen- und Tiefenverstellbereich optimal an die Bedürfnisse von Bewohnern und Pflegern anpassen.



Venta - die neue Wohnlichkeit



Venta - die neue Wohnlichkeit



Venta - die neue Wohnlichkeit