

# FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



## Stieglmeyer freut sich auf die Altenpflege 2022

21. März 2022 // **Messen & Veranstaltungen**

Unsere Betten leisten seitdem einen noch wichtigeren Beitrag bei der Versorgung tausender Menschen in vielen Ländern. Und vom 26. bis 28. April sind wir wieder auf der Altenpflege in Essen, um unseren Besuchern Lösungen für eine moderne Zukunft von Gesundheit und Pflege vorzustellen.

**Drei Jahre liegt der letzte Messeauftritt von Stieglmeyer auf der Altenpflege zurück. Als wir damals 2019 in Nürnberg mit großem Erfolg unser Vario-Safe-System für modulare Pflegebetten vorstellten, ahnte niemand, wie die herausfordernd sich die gesundheitliche und politische Situation der Welt entwickeln würde. Unsere Betten leisten seitdem einen noch wichtigeren Beitrag bei der Versorgung tausender Menschen in vielen Ländern. Und vom 26. bis 28. April sind wir wieder auf der Altenpflege in Essen, um unseren Besuchern Lösungen für eine moderne Zukunft von Gesundheit und Pflege vorzustellen.**

Nach einer langen Zeit voller Videokonferenzen und Telefonate hat das Stieglmeyer-Team große Lust auf den persönlichen Austausch mit unseren Kunden. Auf unserem Stand A09 in Halle 7 kann man sich endlich wieder vor Ort ein Bild machen und lebhafte Eindrücke sammeln.

Dazu trägt auch unser neues Konzept bei. Erstmals präsentiert sich Stieglmeyer auf dieser Altenpflege mit Produkten und Ideen aus den Bereichen Pflegeheim, Krankenhaus und Connectivity. Besucherinnen und Besucher lernen uns als Anbieter von Gesamtlösungen kennen, der viele Bereiche der Pflege und Gesundheit smart vernetzt.



Die neue Generation der Pflegebetten-Familie Elvido sorgt für noch mehr Sicherheit und Entlastung.

Besonders interessant für den Pflegeheimbereich ist die neue Generation der Pflegebetten-Serie Elvido. Mit vielen intelligenten Details sorgen diese Modelle für noch mehr Sicherheit und Entlastung im Alltag. So erleichtert z. B. der serienmäßig beleuchtete Handschalter die Bedienung der Betten bei Nacht. Das weiterentwickelte Out-of-Bed-System OOB Smart ermöglicht eine noch präzisere Verwaltung aller Funktionen – auch bequem vom Smartphone aus. Und mithilfe der Systeme Vario Safe und Easy Click lassen sich nun alle verfügbaren Seitensicherungen werkzeuglos anbringen und abnehmen.

Die Zahl demenzieller Bewohner wird in den kommenden Jahren stark ansteigen. Umso wichtiger sind Pflegekonzepte, die trotz höherer Schutzbedürfnisse der Philosophie des Werdenfeller Weges folgen. Vielversprechend sind z. B. Ultra-low-Betten, in denen Menschen mit starken kognitiven Einschränkungen ihren Bewegungsdrang ungehindert ausleben können, ohne immer wieder zu stürzen. Unser bodennahes Pflegebett Basano wurde für diesen Zweck entwickelt. Mit seinem Höhenverstellbereich von sehr niedrigen 15 cm bis zu 80 cm erfüllt es alle Anforderungen der modernen Pflege.



Das Ultra-low-Bett Basano folgt dem modernen Konzept der bodennahen Pflege.

Ebenso wie die Lebensqualität älterer Menschen liegt uns auch ein guter Start ins Leben für Neugeborene am Herzen. Mit dem Säuglingsbett Jovie stellt Stieglmeyer erstmals seit vielen Jahren ein neues Modell in diesem Bereich vor – und hat alle Anforderungen der neuen Kinderbetten-Norm berücksichtigt.

Mit dem Jovie schläft das Baby ganz nah bei der Mutter. Das moderne Babybett mit transparenten Seitensicherungen sorgt für eine wohltuende Atmosphäre. Zugleich stehen Sicherheit und optimale Hygiene im Mittelpunkt. Am Beispiel des Jovie zeigen sich die Möglichkeiten von Stieglmeyer als Lösungsanbieter: Wir können ein komplettes Familienzimmer mit Doppelbett Libra partner, Säuglingsbett, Nachttischen, Schränken, Tisch und Sitzmöbeln einrichten.



Perfekter Start ins Leben: Das von Stieglmeyer eingerichtete Familienzimmer unterstützt das Rooming-in-Konzept und fördert die Bindung zwischen Mutter und Kind.

Individuelle Matratzen sind schon lange eine Stärke von Stieglmeyer. Jetzt erweitern wir unser Angebot um die modernen Wechseldrucksysteme unseres Partners Novacare. Mit ihrer Hilfe lässt sich zunächst eine maßgeschneiderte Liegefläche für die Bedürfnisse des Patienten oder Bewohners gestalten. Durch intelligentes Be- und Entlüften der Zellen wird danach die Druckbelastung gleichmäßiger verteilt, und das Dekubitus-Risiko sinkt erheblich. Besucher der Altenpflege können diese wirtschaftlichen Systeme in Aktion erleben. Die Produkte von Novacare eignen sich sowohl für Krankenhäuser als auch für Pflegeheime – in Essen zeigen wir im Pflegebereich eine vielseitige Hybrid-Matratze mit dynamischen Funktionen.



Wechseldrucksysteme von Novacare ermöglichen eine individuelle Dekubitusprophylaxe.

Es gibt also viele spannende Gründe, zur Altenpflege zu fahren und uns zu besuchen. Gern laden wir Sie dazu ein und lassen Ihnen kostenlose E-Tickets zukommen. Wenden Sie sich dazu einfach an Ihren vertrauten Ansprechpartner bei Stieglmeyer. Wir freuen uns auf Sie.