

FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



Ein Pflegebett für Frau Klein

11. November 2022 // **Produkte & Service**

Wenn ein Mensch zuhause pflegebedürftig wird, ändert sich das Leben aller Beteiligten oft sehr schnell. Ein Sturz oder ein Schlaganfall können Familien plötzlich vor große Herausforderungen stellen. Die rasche Lieferung und der ordnungsgemäße Aufbau eines Pflegebettes entlasten Bewohner und Angehörige in dieser Situation. Burmeier hat schon immer großen Wert daraufgelegt, die Sanitätsfachhändler bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Mit einer modernen Online-Schulung zum Aufbau unserer Pflegebetten bieten wir nun einen neuen attraktiven Service an.

Burmeier geht mit einem Online-Training zum Bettenaufbau neue Wege


Wenn ein Mensch zuhause pflegebedürftig wird, ändert sich das Leben aller Beteiligten oft sehr schnell. Ein Sturz oder ein Schlaganfall können Familien plötzlich vor große Herausforderungen stellen. Die rasche Lieferung und der ordnungsgemäße Aufbau eines Pflegebettes entlasten Bewohner und Angehörige in dieser Situation. Burmeier hat schon immer großen Wert daraufgelegt, die Sanitätsfachhändler bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Mit einer modernen Online-Schulung zum Aufbau unserer [Pflegebetten](#) bieten wir nun einen neuen attraktiven Service an.

Die Auslieferung von Pflegebetten ist sowohl für Fachkräfte als auch für Quereinsteiger ein interessanter Job mit hoher Verantwortung. Viele Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sind Nicht-Muttersprachler. Manche sammeln gerade erste Erfahrungen mit der deutschen Sprache. Für sie, aber auch für alle anderen ist eine anschauliche, gut verständliche Einweisung von großem Nutzen. Statt die 130-seitige Gebrauchsanweisung auswendig zu lernen, profitieren sie von einfachen Lernbausteinen, die schnell ein Gefühl für die richtige Reihenfolge und die passenden Handgriffe vermitteln.

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich über und unter der Liegefläche muss frei sein.

Genauso muss der Bereich um das Bett frei sein. Achte darauf, dass für den Verstellbereich des Bettes genug Platz ist. Es darf nichts im Weg sein, wie etwa Fensterbänke oder Dachschrägen.



Sollte das Pflegebett gemütlich unter der Dachschräge stehen? Auf keinen Fall!

Gemeinsam mit dem renommierten Münchner E-Learning-Produzenten [youknow](https://www.youknow.com) hat Burmeier nun ein Online-Training geschaffen, das genau diese Anforderungen erfüllt. In unserem Händlerbereich partner.burmeier.com steht es unter dem Menüpunkt „Schulungen“ allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.

Konkrete Geschichte erleichtert das Lernen

Das Tutorial erklärt den Aufbau eines Pflegebettes anhand einer einprägsamen, warmherzigen Geschichte. Frau Klein ist gestürzt und hat einige Wochen im Krankenhaus verbracht. Nun ist sie wieder zuhause und versucht, gemeinsam mit ihrer Tochter Petra in den Alltag zurückzufinden. Der Trainingsteilnehmer schlüpft in die Rolle des Technikers, der im Auftrag seines Sanitätshauses mit dem Lieferwagen vorfährt und mit dem Aufbau eines Bettes für Frau Klein loslegt.

Im Verlauf des Tutorials wird so wenig geschriebener Text wie möglich eingesetzt. Stattdessen erhält der Teilnehmer zwei Hilfestellungen: erstens detaillierte Illustrationen und Videos, die den Haushalt der Kleins und die Stationen des Bettbaus zum Leben erwecken. Und zweitens – Ralf. Ralf ist eine sympathische, sonore Stimme aus dem Off. Als Trainer erklärt er dem Teilnehmer in einfacher, langsamer Sprache, was zu tun ist.

Die 4 Phasen für den Aufbau



Die technischen Details des Bettbaus werden mit Videoeinblendungen erklärt.

Schritt für Schritt lernt man, was zu beachten ist. Sollte das Pflegebett gemütlich unter einer Dachschräge stehen? Auf keinen Fall, denn schließlich ist es höhenverstellbar und reicht mit seinem Aufrichter oft viel weiter Richtung Zimmerdecke, als man auf den ersten Blick bemerkt. Der Aufbau selbst ist bei Burmeier-Betten zumeist intuitiv und selbsterklärend, dennoch sollte der Teilnehmer etwa bei der Einrichtung des Antriebs sehr genau aufpassen. Denn das erworbene Wissen wird im Verlauf des Tutorials stressfrei, aber durchaus gründlich geprüft.

Matratzen und Zubehör nicht vergessen

Die Schulung regt die Mitarbeiter des Sanitätshauses auch dazu an, sofort beim Aufbau auf die komfortablen [Matratzen](#) und das hilfreiche [Zubehör](#) von Burmeier hinzuweisen. Das ermöglicht den Händlern attraktive Zusatzgeschäfte und bringt auch den Kunden Vorteile. Denn eine gute Pflege zuhause kann von der

Matratze über den [Nachtisch](#) bis zum Schaumlederbezug viele Hilfsmittel erfordern, über die man sich besser gleich beim Experten informiert, statt sie später mühsam zu recherchieren.

Um Pflegebetten schnell und sicher aufzubauen, sind praktische Erfahrung und Routine unverzichtbar. Unser neues Online-Training leistet als Einstieg in das Thema ebenso wie zur Auffrischung wertvolle Dienste. Zugleich ist es eine sympathische Werbung für den Beruf an sich. Burmeier freut sich auf Ihr Feedback!