

# FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



## Mehr Komfort und Flexibilität mit der Vario-Safe-Bettverbreiterung

22. Mai 2024 // **Wussten Sie schon?**

Die ansteckbare Bettverbreiterung für Stieglmeyer-Pflegebetten erlaubt eine schnelle Anpassung an die Bedürfnisse verschiedener Bewohner.

### Mehr Komfort und Flexibilität mit der Vario-Safe-Bettverbreiterung

**Eine einzigartige Neuheit sorgt ab sofort für noch mehr Komfort und Flexibilität bei unseren Pflegebetten [Elvido](#) und [Libra](#): die ansteckbare Bettverbreiterung. „Sie ist ein weiterer Baustein unseres Vario-Safe-Systems“, erklärt Ilona Wiemann, Marketing-Produktmanagerin für den Bereich Pflegeheim. „Bisher ermöglichte bereits der werkzeuglose Austausch von Kopf- und Fußteilen sowie Seitenelementen die schnelle Anpassung der Betten an die Bedürfnisse verschiedener Bewohner. Jetzt haben wir das Vario-Safe-System weitergedacht und bieten mit der neuen Bettverbreiterung ein attraktives Alleinstellungsmerkmal an, das die Lebensqualität der Bewohner spürbar erhöhen wird.“**

Die Menschen werden im Durchschnitt immer größer und schwerer, zugleich steigen die Ansprüche an Platz und Komfort. Eine flexible Bettverbreiterung um 10 cm, die sich minutenschnell anbringen und zwischen unterschiedlichen Betten austauschen lässt, bringt den Pflegeeinrichtungen ein großes Plus an Flexibilität und Wohnlichkeit. Das auch nachträglich bestellbare Verbreiterungsset eignet sich für die Stieglmeyer-Bettenserien Elvido und Libra mit Vario-Safe-System – unabhängig von den Liegeflächenmaßen. 90 cm breite Betten lassen sich auf 100 cm verbreitern, 100-cm-Betten auf komfortable 110 cm.



Die Liegefläche des Pflegebettes Libra mit Vario-Safe-System lässt sich bei Bedarf verbreitern (hier vor der Anbringung der Bettverbreiterung).



Mit der angebrachten Bettverbreiterung (hier blau hervorgehoben) bietet das Pflegebett Libra mit Vario-Safe-System den Bewohnern noch mehr Komfort.

## Das Anbringen der Bettverbreiterung ist in wenigen Schritten erledigt:

1. Nehmen Sie die Vario-Safe-Seitensicherungen oder -Blenden des Bettes ab und lagern Sie sie in Griffweite.
2. Lösen Sie die Schrauben der 4 seitlichen Matratzenbügelgriffe und nehmen Sie die Griffe ab. Verstauen Sie diese gut, damit sie nach einem Entfernen der Bettverbreiterung wieder einsatzbereit sind.
3. Bringen Sie nun an gleicher Stelle die 4 breiteren Matratzenbügelgriffe an, die zum Set gehören.
4. Die Bettverbreiterung selbst besteht aus jeweils einer 5 cm breiten Metallstrebe für jede Bettseite. Stecken Sie diese Elemente einfach in die kopf- und fußseitigen Aufnahmen für die Seitensicherungen am Bettrahmen.
5. Die neu eingesetzten Streben verfügen über alle Aufnahmen, die Sie zum Anbringen Ihrer Seitensicherungen oder Blenden benötigen. Hängen Sie diese also einfach wieder ein und lassen Sie die Vario-Safe-Patentverschlüsse einrasten.



Nach der Anbringung der Bettverbreiterung lassen sich auch die Vario-Safe-Seitensicherungen und -Blenden wieder werkzeuglos montieren.



Die neue Bettverbreiterung – hier am Niedrigbett Elvido vervo – ist ein attraktives Alleinstellungsmerkmal, das die Lebensqualität der Bewohner spürbar erhöhen wird.