

# FORUM

Das Kundenmagazin der Stiegmeyer-Gruppe



## Orange – unsere Farbe für mehr Sicherheit und Unterstützung im Notfall

22. Juli 2024 // **Produkte & Service**

Stiegmeyer vereinheitlicht die Bedienelemente seiner Krankenhausbetten mit einer Signalfarbe, die nicht zu übersehen ist.

### Stiegmeyer vereinheitlicht die Bedienelemente seiner Krankenhausbetten

„Pastellorange“ lautet der offizielle Name des Farbtons RAL 2003. Doch pastellig im Sinne von blass ist diese Farbe keineswegs. Sie sticht leuchtend hervor und ist weder bei Tages- noch bei künstlichem Licht zu übersehen. Damit eignet sich RAL 2003 hervorragend für seine Rolle als Signalfarbe. In Zukunft kennzeichnet der Farbton als durchgehendes Konzept an [Krankenhausbetten](#) und weiteren Produkten von [Stiegmeyer](#) alle Elemente, die in medizinischen Notfällen unter anderem sekundenschnell auffindbar sein müssen oder wichtige Funktionen darstellen – vom CPR-Hebel bis zu den Entriegelungen der entnehmbaren Kopf- und Fußteile.



Marketing-Produktmanagerin Tabea Lanzke zeigt am Krankenhausbett beispielhaft die farbigen Bedienelemente, die für mehr Sicherheit sorgen können.

Die neue Einheitlichkeit ist eine Reaktion auf einen der wenigen Kritikpunkte in der großen unabhängigen [Bettenstudie](#) der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Die drei getesteten Stieglmeyer-Modelle [Evario](#), [Puro](#) und [Seta pro](#) hatten dort von Fachkräften gute bis sehr gute Noten erhalten. Angemerkt wurde jedoch, dass „Entriegelungen schlecht zu finden sind“.

Tabea Lanzke, Marketing-Produktmanagerin für den Bereich Krankenhaus, erklärt dazu: „Das regelmäßige Feedback unserer Kunden und der Dialog mit ihnen sind uns sehr wichtig und weisen uns den Weg zu einer noch größeren Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit unserer Produkte in der täglichen Praxis. Die BGW-Studie war ein willkommener Anlass, die Gestaltung wesentlicher Elemente an unseren Betten neu zu überprüfen, zu bewerten und zu verbessern.“



Wenn Sekunden zählen, ist der CPR-Hebel des Evario sofort zu finden.

Auch in der Stieglmeyer-Ausstellung in Herford ist das neue Konzept an allen Bettenmodellen wie Puro, Evario, Sicuro tera und Evario one zu sehen. Dies gilt bereits seit längerem für alle Auslieferungen neuer Krankenhausbetten.

Die orange Signalfarbe kennzeichnet z. B. die Tasten für die CPR- und die Trendelenburg-Position auf den fußseitigen Sperrboxen und Modulen und auf den integrierten Bedienpanels in der Seitensicherung. Der orange CPR-Hebel unter der Rückenlehne ist ebenso wenig zu übersehen wie die Auslösungen der entnehmbaren Kopf- und Fußteile.

Gerade die orangenen Elemente an den entnehmbaren Häuptern erinnern den Nutzer auch daran, diese nach dem Wiedereinsatz erneut zu sichern. Dies war ein weiterer Punkt der BGW-Studie. „Die schnelle Reaktion von Stieglmeyer zeigt, dass wir Kundenwünsche zeitnah mit hoher Qualität und geringem Aufwand umsetzen können“, erklärt Tabea Lanzke. „Nach fast 125-jähriger Geschichte ist unser Unternehmen weiterhin flexibel und kreativ. Wir sind bestrebt, auch die aktuellen Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung anzugehen und entscheidend bessere Lösungen im Austausch mit klinischen Anwendern anzubieten.“



Mit dem orangenen Auslösemechanismus lässt sich das entnehmbare Fußteil des Evario leicht entriegeln – und der Nutzer wird zugleich an das Verriegeln nach dem Wiedereinsatz erinnert.

Dieser Anspruch zeigt sich auch am neuen modularen Krankenhausbett Evario one, das speziell für unterschiedliche Export-Märkte entwickelt wurde und bedarfsgerecht konfiguriert werden kann. Das Konzept „Farbe für mehr Sicherheit und Unterstützung“ spielt im Zusammenhang mit interkulturellen Anwendern und

Sprachregionen eine besondere Rolle.

Auch hier findet sich hier die Farbe Orange nicht nur beim manuellen CPR- Hebel und dem Auslösemechanismus der entnehmbaren Kopf- und Fußteilen wieder, sondern kennzeichnet z. B. auch die Trendelenburg-Tasten und die elektrischen CPR-Tasten auf dem Handschalter und dem Pflegebedienelement.

Die optische Vereinheitlichung der Notfall-Elemente ist auch ein Schritt auf dem Weg zu einer umfassendere Produktdesignsprache. Betten und Möbel der Stieglmeyer-Gruppe sollen ein individuelles Aussehen haben – zugleich streben wir aber auf der Ebene der Bedienung eine immer größere Einheitlichkeit an, die allen Nutzern sofort ein Gefühl der Vertrautheit vermittelt.

Damit folgen wir unserem Wahlspruch: „Solutions for people who care“.



Übersichtlich und intuitiv: der Handschalter des Evario one.